

Easy way healthcare SL

## MANUAL INSTRUCCIONES SCOOTER "EASY GO"



CE

Uso:

Pendiente máxima seguridad: 6°

El producto no está pensado para personas con discapacidad visual.

Los conductores deben de ser mental y físicamente aptos para conducir los scooters.

Los dedos de los conductores han de funcionar todos bien.

El dispositivo no puede ser utilizado por niños de 12 años edad sin la aprobación de los padres o del profesional.

La distancia de conducción se reducirá en la potencia del scooter, si se utiliza con frecuencia en pendientes, terreno accidentado o para subir bordillos.

Este vehículo es adecuado para el transporte terrestre o aéreo. (Por favor, consulte con su compañía aérea para su aprobación antes de volar).



- No utilice su scooter eléctrico sin leer y comprender completamente este manual de usuario.
- No utilice el scooter con baterías agotadas, ya que el ocupante podría quedarse parado.
- Por favor, desconecte el cable de la batería antes de transportar / embarcar

## CONTENIDO:

1. Instrucciones de seguridad
2. Interferencias Electromagnéticas (EMI)
3. Transporte del Scooter
4. Especificaciones
5. Cap. III Ajuste de confort
6. Cap. IV Baterías
7. Cap. V Procedimiento de operación
8. Cap. VI Instalar y desmontar
9. Cap. VII Solución problemas
10. Cap. VIII Mantenimiento scooter
11. Cap. IX Servicio post-venta



No conduzca su scooter en el tráfico.



No haga un giro brusco o una parada repentina mientras monta su scooter.



No intente subir bordillos. Limitación que se muestra en las especificaciones



Nunca utilice dispositivos móviles  
Teléfonos o transmisores de radio como walkie-talkies



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Nunca opere el scooter mientras esté bajo la influencia del alcohol.



Asegúrese de que no hay obstáculos detrás de usted mientras da marcha atrás a su scooter.



No saque las manos y las piernas del scooter cuando conduce



No conduzca su scooter durante la nieve para evitar accidentes.



No permita que los niños sin su supervisión jueguen cerca de este equipo mientras las baterías se están cargando.

- Advertencia - No utilice su scooter por primera vez sin leer y comprender completamente este manual
- 1. No utilice el scooter en la carretera. Obedezca todas las reglas locales de tráfico, de peatones y use el pavimento. Tenga en cuenta que puede ser difícil para el tráfico verle cuando está sentado en el scooter. Espere hasta que su ruta esté libre de tráfico y luego proceda con extrema precaución.
- 2. Para evitar lesiones a usted o a otras personas, asegúrese siempre de que la alimentación esté desconectada al subir o bajar del scooter.
- 3. No apague la unidad cuando el scooter siga avanzando. Esto llevará al scooter a una parada extremadamente brusca.
- 4. No utilice este producto sin antes haber leído y comprendido completamente estas instrucciones. Si no puede entender las advertencias, precauciones o instrucciones, póngase en contacto con su distribuidor antes de intentar utilizar este equipo, de lo contrario podrían producirse lesiones o daños.
- 5. Hay ciertas situaciones, incluyendo algunas condiciones médicas, donde el usuario del scooter necesitará practicar el funcionamiento del scooter en presencia de un asistente capacitado. Un asistente capacitado puede ser definido como un miembro de la familia o profesional de cuidado especialmente entrenado para ayudar al usuario del scooter en varias actividades de su vida diaria.
- 6. No intente levantar o mover el scooter por ninguna de sus partes desprendibles incluyendo los apoyabrazos, asiento o cubiertas. Pueden producirse lesiones personales y daños en el scooter.
- 7. Nunca intente utilizar su scooter más allá de sus limitaciones, como se describe en este manual.
- 8. Por favor, no se siente en su scooter mientras está en un vehículo en movimiento, como un coche, autobús o tren.
- 9. Mantenga sus manos alejadas de las ruedas mientras conduce su scooter. Tenga en cuenta que la ropa suelta puede quedar atrapada en las ruedas motrices.
- 10. Consulte a su médico si está tomando medicamentos o si tiene ciertas limitaciones físicas. Algunos medicamentos pueden afectar su capacidad de conducir scooter de una manera segura.
- 11. No conduzca ni se siente en el scooter cuando esté en modo de rueda libre.
- 12. No quite los anti-vuelco (si están instalados).
- 13. Siempre apague el scooter y el cargador antes de hacer cualquier trabajo o usar cualquier herramienta en el scooter.
- 14. No suba una pendiente de lado. Siempre conduzca en línea recta hacia arriba una pendiente, ya que esto reduce en gran medida el riesgo de vuelco o caída. No suba una pendiente más pronunciada de 6°.
- 15. No se mueva hacia atrás sobre ningún escalón, bordillo u otro obstáculo. Esto puede hacer que el scooter se incline o caiga.
- 16. Siempre reduzca su velocidad y mantenga un centro de gravedad estable, no conduzca bruscamente ni conduzca su scooter a velocidades muy altas.
- 17. Conducir con lluvia, nieve, sal, niebla y sobre superficies heladas o resbaladizas puede tener un efecto adverso en el sistema eléctrico.
- 18. Tenga cuidado con que el motor no esté caliente después de su uso. No toque ni accione el motor directamente hasta que se haya enfriado.

## Modificaciones

Su scooter ha sido diseñado para ser lo más práctico posible. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia debe modificar, añadir, eliminar o deshabilitar cualquier parte o función de su scooter. Pueden producirse lesiones personales y daños en el scooter.

1. No modifique su scooter eléctrico de ninguna manera no autorizada por easy way healthcare. No use accesorios si no han sido probados o aprobados para los productos de easy way healthcare
2. easy way healthcare le recomienda que realice una comprobación de seguridad antes de cada uso, para asegurarse de que su scooter funciona con seguridad.

### Inspecciones antes de usar su scooter:

1. Compruebe todas las conexiones eléctricas.
2. Asegúrese de que todos los cables estén correctamente conectados.
3. Por favor, compruebe los frenos.

### Limitación de peso.

- No exceda la capacidad de peso indicada en la sección de Especificaciones. Exceder el peso en su capacidad anula la garantía. Easy way healthcare SL no será responsable por lesiones o daños a la propiedad resultantes del incumplimiento de las limitaciones de peso.
2. No lleve pasajeros en el scooter. El llevar pasajeros en su scooter puede afectar su centro de gravedad, dando como resultado una lesión, rotura o una caída.

### Temperatura

1. Algunas de las partes del scooter son susceptibles al cambio de temperatura. El mando sólo puede funcionar en la temperatura que oscila entre  $-25^{\circ}\text{C}$   $\sim$   $50^{\circ}\text{C}$  ( $-13^{\circ}\text{F}$  a  $122^{\circ}\text{F}$ ).
2. A temperaturas extremadamente bajas, las baterías pueden congelarse y es posible que su scooter no pueda funcionar. En temperaturas extremadamente altas, puede operar a velocidades más lentas debido a una característica de seguridad del mando que evita daños a los motores y otros componentes eléctricos.

El rápido desarrollo de la electrónica, especialmente en el ámbito de las comunicaciones, ha saturado nuestro entorno con ondas electromagnéticas (EM) emitidas por señales de televisión, radio y comunicación. Estas ondas EM son invisibles y su fuerza aumenta a medida que uno se acerca a la fuente. Todos los conductores eléctricos actúan como antenas de las señales EM y, en diferentes grados, todas las sillas de ruedas eléctricas y scooters son susceptibles a la interferencia electromagnética (EMI). Los scooters pueden ser susceptibles a la interferencia electromagnética (EMI), que es la interferencia de la energía electromagnética emitida por fuentes tales como estaciones de radio, estaciones de televisión, radioaficionados (HAM), radios bidireccionales, teléfonos móviles y sistemas de alarma. La interferencia (de fuentes de ondas de radio) puede hacer que el scooter de potencia libere sus frenos, se mueva por sí mismo o se mueva en direcciones no deseadas. También puede dañar permanentemente el sistema de control del scooter. La intensidad de la energía EM se puede medir en voltios por metro (V / m). Cada scooter puede resistir EMI hasta una cierta intensidad. Esto se llama "nivel de inmunidad". Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad, mayor será la protección. En este momento, la tecnología actual es capaz de proporcionar al menos 20 V / m de nivel de inmunidad, lo que proporcionaría una protección útil contra las fuentes comunes de EMI irradiado. Seguir las advertencias que se enumeran a continuación debe reducir la posibilidad de que el freno no se desactive o el movimiento del scooter propulsado pueda ocasionar lesiones graves:

1. No encienda dispositivos de comunicación personal, como radios de banda (CB) y teléfonos móviles, mientras que el scooter motorizado está encendido.
2. Tenga en cuenta los transmisores cercanos, como estaciones de radio o televisión, e intente evitar acercarse a ellos.
3. Si se produce un movimiento involuntario o desbloqueo del freno, apague el scooter tan pronto como sea seguro.

4. Tenga en cuenta que la modificación de accesorios o componentes, o la modificación del scooter, puede hacer que sea más susceptible a las interferencias de las fuentes de ondas de radio (Nota: Es difícil evaluar el efecto sobre la inmunidad general del scooter).
5. Informe de todos los incidentes de movimiento involuntario o de liberación del freno al fabricante del scooter y observe si hay una fuente de ondas de radio cerca.

APAGUE SU SCOOTER TAN PRONTO SEA POSIBLE SI LE PASA LO SIGUIENTE:

- Movimientos involuntarios del scooter
- Dirección no deseada o incontrolable.
- Liberación inesperada del freno

Cuanto mayor sea el nivel de inmunidad, mayor será la protección. Su scooter tiene un nivel de inmunidad de 20 V / m que debe proteger contra las fuentes comunes de EMI. Advertencia: El scooter en sí mismo puede perturbar el rendimiento del electromagnético

Campos como los emitidos por un sistema de alarma.

### TRANSPORTANDO SU SCOOTER

El scooter es adecuado para el transporte en la bodega de carga de un avión.

El scooter debe estar con el manillar plegado, la llave extraída y la batería desconectada. Esto deshabilitará el scooter para su uso.

#### Aviso:

La velocidad se basa en que todas las condiciones sean óptimas. El peso del usuario, la condición de la batería, la temperatura, el terreno, la pendiente, las condiciones meteorológicas y el estilo de conducción pueden reducir el alcance y la velocidad máxima.

Los fabricantes se reservan el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las especificaciones del producto adquirido pueden diferir de las indicadas.

### ESPECIFICACIONES

Modelo	EA SCO-GO3	EA SCO-GO4
Peso máximo	136 kg	136 kg
Dimensiones totales (L x Al)	990 x 900mm	86 x 42 x 84cm
Ancho total regulable	580 x 640 x 700mm	73 x 44 x 42cm
Ancho x fondo asiento	430 x 420mm Rotatorio	430 x 420mm Rotatorio
Altura suelo-reposapiés	750mm	750mm
Radio del giro	1200mm	1200mm
Ruedas traseras	190mm x 70mm PU	190mm x 70mm PU
Rueda delantera	160mm x 45mm PU	160mm x 45mm PU
Antivuelco	Si, Estandar	Si, Estandar
Velocidad máxima	6,6 Km/hr	6,6 Km/hr
Autonomía máxima	16 km	16 km
Peso scooter	51,8kg (con batería)	53 Kg (con batería)
Tipo cargador	2Amp transportable	2Amp transportable
Mando	PG DRIVE 45 Amp	PG DRIVE 45 Amp
Motor	180W/ 24V DC	180W/ 24V DC
Batería	2 uds 12V 12Ah	2 uds 12V 12Ah

## 1. Manillar

El manillar contiene todos los dispositivos de control necesarios para conducir Scooter, interruptor de llave, palanca del acelerador, botones de bocina, marcación rápida e indicador de alimentación de la batería, mirar Foto1.




Foto 1 Manillar



**AVISO!** El manillar no puede exponerse a condiciones de humedad. Si el scooter se expone accidentalmente a entornos húmedos, no haga funcionar el scooter hasta que el manillar esté completamente seco.

### ① Botón de la bocina

Presione este botón para encender la bocina. Solo encienda el scooter, puede usar la bocina. Para prevenir accidentes o lesiones, use una bocina

### ② Interruptor de llave

Coloque la llave en el interruptor de llave y gírela en el sentido de las agujas del reloj; para encender el scooter. Gire la llave en el sentido contrario a las agujas del reloj y el scooter estará apagado.



**Advertencia! ¡Cuando encienda el scooter, si la gira la llave a la posición "off" (apagado), el freno electrónico se activará y hará que el scooter se detenga repentinamente!**

### ③ Medidor carga batería

Después de encender el scooter, el medidor de estado de la batería muestra la carga de la batería.

### ④ Botón velocidad ajustable

Puede usar el botón de control de velocidad para seleccionar la velocidad mínima o la velocidad máxima del scooter.

### ⑤ Gatillo acelerador

Puede usar el gatillo del acelerador para controlar el avance y velocidad hacia atrás.

B: Tire del gatillo de aceleración hacia la derecha con el pulgar derecho, el scooter avanzará; Tire del gatillo del acelerador hacia el lado izquierdo con el

pulgar izquierdo, el scooter irá hacia atrás; Si las dos manos aflojan completamente el gatillo del acelerador para volver al "apagado", el gatillo del acelerador del scooter se activa.

### ⑥ Interruptor de luz

Puede usar el interruptor de luz para controlar los sistemas de iluminación del scooter. Mover el interruptor de luz hacia adelante puede encender el sistema de iluminación; y mover el interruptor de la luz hacia atrás puede apagar el sistema de iluminación.

## Componentes mecánicos traseros

Los componentes mecánicos posteriores incluyen barra libre manual, rueda antivuelco y el motor.

### Identificación de componentes

- 1- Palanca modo rueda libre
- 2- motor / puente de transmisión
- 3-Componentes mecánicos traseros




Foto 2 Componentes mecánicos traseros

#### ① Palanca modo rueda libre

Puede usar la barra modo rueda libre para ajustar el scooter al modo de rueda libre (si desea empujar el scooter, el scooter puede ajustarse al modo de rueda libre). Empuje hacia adelante la barra modo rueda libre para que el sistema de conducción y el sistema de frenado se apaguen, el scooter ingrese al modo de rueda libre, puede empujar el scooter; Empuje hacia atrás la barra modo rueda libre para volver a activar el sistema de conducción y el sistema de frenado, el scooter saldrá del modo rueda libre.



**Aviso! Antes de que el scooter ingrese o salga del modo de rueda libre, desenchufe la llave del interruptor; colóquese de pie al lado**

**del scooter, inicie o cancele el modo de rueda libre; cuando abra o cancele el modo rueda libre, no se siente en el scooter, cuando el scooter está en modo rueda libre, no se siente en el scooter; no coloque el scooter en el modo de rueda libre cuando esté en la pendiente; después de terminar el proceso de empujar el scooter, recuerde volver a colocar el scooter en el modo de conducción para bloquear el freno.**

#### ② Rueda antivuelco

La rueda antivuelco es uno de los dispositivos de seguridad más importantes del scooter.



**Prohibición! En cualquier caso, los usuarios no pueden desmontar la rueda antivuelco ni montar el scooter.**

**Aviso! Cuando el scooter está subiendo la pendiente o bajando la pendiente, la rueda**

**antivuelco puede alterar el scooter moviéndose constantemente.**

#### ③ Motor


El motor es un dispositivo elector mecánico, que puede transformar la energía de la batería en energía mecánica controlada que puede conducir las ruedas del scooter.

### 3. Caja de baterías

En la parte superior de la caja, hay un asa para coger fácilmente la batería del scooter. La caja de baterías contiene dos baterías recargables, el conector de línea de alimentación del cargador, el interruptor de circuito de sobrecarga (botón de reinicio) y el fusible de la batería. Foto 3.

#### Identificación de los componentes:

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1-Caja baterías principal         | 5- el interruptor de circuito   |
| 2-Asa caja baterías               | 6- arnés de cable de la batería |
| 3- Toma de corriente del cargador | 7- electrodo baterías           |
| 4-Fusible de la batería           |                                 |



Caja de Baterías Tipo "A":

Foto 3 Caja Baterías

#### ① El conector de alimentación del cargador

Coloque el enchufe de alimentación del cargador con un enchufe de tres patas en el conector de alimentación del cargador.

#### ② el interruptor de circuito principal (botón Reset).


Cuando la batería del voltaje del scooter se vuelve baja o debido a sobrecargas, el interruptor principal del circuito puede dispararse para proteger el motor y los componentes electrónicos en daños. Cuando se dispare el disyuntor principal, el botón de reinicio del disyuntor principal se abrirá y todo el sistema eléctrico se apagará por completo. Después del



disparo, dejándolo descansar durante uno o dos minutos, luego presione el botón de reinicio para rehabilitar el interruptor automático principal. Si los interruptores automáticos principales se desconectan con frecuencia, es posible que deba recargar la batería con frecuencia y es posible que deba autorizar al proveedor de su scooter para una prueba de carga. Si el disyuntor principal se dispara repetidamente, contacte a su proveedor autorizado para repararlo.

#### 4. Cargador de batería

Haga que el cargador de la batería esté conectado a la toma de corriente del cargador de la batería y a una toma de corriente estándar, y las baterías del scooter pueden cargarse.



#### 5. Punto fijo

El scooter se debe fijar al vehículo en la posición delantera. Fije las cuatro correas en un punto fijo. Consulte la Imagen 6. Las correas deben estar completamente abrochadas, y no deben estar sueltas. Las correas no deben estar atadas al scooter donde haya partes ajustables, extraíbles o lavables, como pasamanos, plataformas o ruedas. Estas partes deben ser removidas. Las correas traseras de puntos fijos se pueden identificar como vehículos directamente detrás de la parte posterior del punto fijo. La correa delantera debe fijarse en un punto más ancho y separado, para mejorar la estabilidad lateral.

**Aviso! En el proceso de transporte del scooter, asegúrese de que el scooter esté correctamente colocado en el vehículo. Si no lo hace, una parada repentina o un giro provocaría un volcado o deslizamiento de otro lugar y podría poner en peligro al usuario y a los demás.**

#### Identificación de componentes:

1-Punto fijo delantero

2-Punto de fijación posterior




Foto 6 Punto fijo (el punto negro)



## Capítulo III Ajuste de Comfort

### 1. Ajuste ángulo del manillar (Foto 7)

Nota: Para ajustar completamente el manillar, primero debe quitar el asiento y la caja de baterías. Tire hacia arriba el asiento para separarlo del scooter.




Foto 7 Ajuste ángulo manillar



**Aviso! Antes de ajustar el manillar o el asiento, primero quite la llave del interruptor. Nunca ajuste el manillar mientras el scooter esté encendido y funcionando.**

### 2. Ajuste rotación asiento

Al girar el asiento, la palanca giratoria del asiento en el lado derecho de la base del asiento se puede fijar en diferentes posiciones. (Foto 8)

1. Tirar hacia delante de la palanca giratoria del asiento para sacar el asiento.
2. Gire el asiento hasta la posición deseada.
3. Suelte la palanca giratoria del asiento para fijar el asiento.

Identificador de componentes:

1. Palanca ajuste reposabrazos
2. Pasadores
3. Palanca rotación asiento




Foto 8 - Ajuste rotación asiento

### 3. El ajuste del ancho del reposabrazos

1. El ancho del reposabrazos se puede ajustar hacia adentro o hacia afuera.
2. Afloje el reposabrazos para ajustar el pomo. Foto 8.
3. Use las anillas para tirar y quite las anillas.
4. Deslice el apoyabrazos hacia dentro o hacia afuera hasta encontrar el ancho deseado.
5. Apunte el orificio de ajuste en el marco del asiento y el apoyabrazos para volver a insertar el pasador.
6. Apriete la palanca para ajustar el pomo.

**Nota: Puede ayudarse para subir y bajar del scooter, el subir el reposabrazos.**

### 4. Ajuste altura asiento

**El asiento puede ser ajustado en diferentes Alturas (Foto 9).**

Identificador de componentes:

1. El tubo del asiento
2. Nivel bajo del asiento
3. Pin de posición




Foto 9 Ajuste altura asiento

- ① Retire la caja de baterías del scooter. Use el anillo de tirar y quite los pasadores.
- ② Levante o baje el asiento a la altura deseada.
- ③ Mantenga el asiento a la altura ideal, apunte los orificios de ajuste del tubo del asiento.
- ④ Inserte los pasadores completamente.
- ⑤ Ponga la batería y el asiento hacia atrás hasta fijarlo.

## Capítulo IV Baterías

### 1. Características baterías:

- ① Modelo: FY2902000
- ② Hay 2 unidades de baterías de 12V selladas de ciclo profundo sin mantenimiento y larga vida útil.

### 2. Especificaciones:

- ① Rango de voltaje de entrada: 100-240V~50/60Hz  
1.2A 120VA
- ② corriente nominal de salida: 29V-2A
- ③ voltaje nominal de salida: 29V
- ④ Corriente nominal del fusible: 5A

### 3. Instrucciones:

#### ① Indicador carga baterías:

El indicador de carga de baterías del manillar, muestra que: (de derecha a izquierda) el verde representa la carga completa, el amarillo representa la carga baja y el rojo representa la carga más baja. (Foto 10):




Foto 10 Indicador carga baterías


#### ② Pasos para cargar baterías:

Por favor, carguen como se muestra en las fotos del diagrama 11

Foto 11 Diagrama con pasos para cargar baterías



**Aviso!** El cargador tiene una función inhibitoria. Cuando la batería se está cargando (la



caja de baterías se está cargando en el scooter), el scooter deja de funcionar y el medidor de energía eléctrica deja de funcionar.

### 4. Avisos importantes de seguridad:



- ① No use ninguna línea de extensión para conectar el cargador de batería; en su lugar, inserte el cargador de batería en la toma de corriente estándar;
- ② Los niños no deben jugar cerca del scooter cuando la batería se está cargando;
- ③ No cargue la batería cuando el scooter se esté usando;
- ④ Puede producirse una explosión en el proceso de carga, por lo tanto, asegúrese de mantener el scooter alejado de chispas y fuego, así como de proporcionar una ventilación adecuada.;
- ⑤ No intente abrir la carcasa del cargador de la batería; durante la carga, evite tocar tanto como sea posible;
- ⑥ No coloque el cargador de las baterías en la superficie afectada por altas temperaturas;
- ⑦ No exponga la batería a condiciones climáticas desfavorables o extremas, y si se expone inadvertidamente, espere un tiempo para el ajuste antes de usarla en interiores, luego puede adaptarse a las diferentes condiciones ambientales.

### 5. Precauciones:

① Por favor utilice el sistema de cargador de baterías proporcionado por nosotros para cargar. Utilice la carga original de las baterías que proporcionamos con los productos para cargar de manera segura y efectiva. No cargue cada batería por separado.

② El scooter se debe cargar al menos 8 a 14 horas en el primer uso. El scooter debe estar completamente cargado, lo cual es mejor para mantener la sostenibilidad del scooter.

③ compruebe si el cargador de la batería, el cableado y los conectores están dañados antes de su uso, si están dañados, póngase en contacto con un proveedor autorizado.

## 6. Preguntas frecuentes (FAQ)

### ① ¿Cómo funciona el cargador?

Cuando el voltaje del scooter es bajo, el cargador trabaja más duro al transmitir más corriente eléctrica para aumentar el paso de la carga. Cuando la batería está a punto de cargarse por completo, el cargador reducirá gradualmente la transmisión de corriente eléctrica. La corriente eléctrica de carga del cargador está cerca de 0 amperios cuando la batería está cargada. El cargador mantendrá la carga en batería en lugar de sobrecargarse la batería cuando está conectada. Consulte las especificaciones del cargador de la batería que proporcionamos junto con el cargador de la batería para obtener más información sobre la carga.

### ② ¿Se puede usar otro cargador?

Proporcionamos un cargador que coincide exactamente con el tipo, la capacidad y las propiedades químicas de la batería de acuerdo con la aplicación específica. Recomendamos que utilice el cargador original que proporcionamos junto con el producto para garantizar la carga más segura y efectiva. No cargar cada batería por separado.

### ③ ¿Qué pasa si el scooter no carga?

※ Asegúrese de que el fusible de la batería esté en condiciones de trabajar. Foto 3.

※ Coloque los dos extremos del cable de alimentación del cargador completamente insertados en la toma de corriente.

### ④ ¿Cuánto tiempo necesita cargarse la batería?

Se deben considerar dos factores principales cuando se determina cuánto tiempo de carga:

- ※ use todos los días durante todo el día de uso.
- ※ use ocasionalmente o temporalmente.

Teniendo en cuenta estos factores, podrá determinar cuánto tiempo debe cargar el scooter y cuánto tiempo duran una sola vez. El cargador de batería está diseñado para no sobrecargar la batería. Es posible que aún tenga problemas cuando la batería no está cargada lo suficiente o a tiempo. Siga las instrucciones para ayudar a lograr una operación y carga de la batería segura y confiable:

- ※ Si utiliza el scooter todos los días, cargue la

batería inmediatamente después de su uso, por la noche. En este caso, se habrá cargado el scooter ya por la mañana. Recomendamos que la batería se cargue mejor al menos de 8 a 14 horas después de su uso. Se recomienda continuar cargando la batería durante 4 horas mientras la batería estaba cargada.

- ※ Si usa el scooter una vez o menos veces a la semana, cárguelo al menos una vez a la semana durante al menos 24 horas.



**Aviso! Mantenga la batería en condiciones de carga completa y evite la sobrecarga. Consulte las instrucciones del cargador de la batería incluidas junto con el cargador de la batería para obtener más información sobre la carga. Se recomienda que cargue el scooter continuamente al menos durante 48 horas para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de la batería si el scooter se usa una vez al mes o menos.**

### ⑤ ¿Cómo maximizar la vida útil de la batería?

Cargar completamente la batería de ciclo profundo puede hacer que demuestre sus capacidades confiables y prolongar su vida útil. Por favor, mantenga la batería en una condición de carga completa tanto como sea posible. Por favor, proteja el scooter del ambiente más frío o más caliente. Los daños permanentes, el rendimiento poco confiable y acortar la vida útil de la batería ocurriría si la batería está siempre descargada de forma profunda, carga irregular y almacenada en temperaturas extremas o carga no completa.



**Aviso! Detenga el scooter y retire la llave cuando el scooter no esté en uso para prolongar la vida útil de la batería.**

### ⑥ ¿Cómo aumentar el kilometraje por una sola carga de scooter?

Es difícil obtener condiciones de conducción ideales --- carretera llana, dura, recta y plana, en cambio, una ladera, acera con grietas desiguales, camino suelto, sinuoso y curvado, es la carretera de conducción común, que afectará el kilometraje máximo por carga individual.

- ✘ Compruebe que sus baterías estén cargadas antes de usar el scooter.
- ✘ Planifique la ruta de conducción antes de salir, trate de evitar la ladera y la carretera, el pavimento roto y terrenos blandos.
- ✘ Controle el peso del equipaje y solo lleve artículos esenciales.
- ✘ Trate de mantener una velocidad estable durante el viaje.
- ✘ Por favor, evite la conducción repentina.
- ✘ Se recomienda que cargue el scooter continuamente por lo menos durante 48 horas para mejorar el rendimiento y prolongar la vida útil de la batería, si el scooter se usa una vez al mes o menos.
- ✘ Asegúrese de que todos los cables estén conectados de forma correcta.

#### ¿Qué tipo y qué capacidad de la batería se debe utilizar?

Se necesitan baterías de dos ciclos. Recomendamos baterías selladas sin mantenimiento, como baterías AGM. No utilice una batería mojada con una cubierta de protección extraíble. La capacidad de las baterías fabricadas por diferentes fabricantes es diferente, consulte las especificaciones del producto.



**Aviso! Los productos químicos corrosivos están contenidos en las baterías. Utilice la batería AGM para reducir el riesgo de fugas y explosión de la batería.**

**Aviso: la batería sellada no es reparable por el usuario. No quite la tapa de la batería.**

#### ¿Por qué una batería nueva muestra un mal rendimiento?

La tecnología química de las baterías de ciclo profundo es diferente de la de las baterías de automóviles, las baterías de níquel-cadmio y otras baterías son diferentes. Las baterías de ciclo profundo están específicamente diseñadas para proporcionar energía, descarga y carga rápida (8-14 horas).

Trabajamos en estrecha colaboración con los fabricantes de la batería, con el objetivo de

proporcionar la batería específica aplicada para el viaje en vehículo eléctrico. La batería nueva está llena de electricidad antes de ser entregada al cliente. La batería nueva puede sufrir temperaturas extremas que influyen en el rendimiento inicial durante el transporte. La carga de la batería podría reducirse a altas temperaturas y la fuente de alimentación de la batería se reducirá, y el tiempo de carga se extenderá a baja temperatura. La temperatura de la batería puede necesitar unos días para estabilizarse y adaptarse a la nueva temperatura en un nuevo entorno. Más importante aún, necesita varios ciclos de carga (descarga parcial después de carga completa) para establecer un equilibrio químico crucial, que es esencial para mantener el mejor rendimiento y prolongar vida de la batería.

#### ⑨ Los siguientes pasos ayudarán a la máxima eficiencia y prolongar la vida útil de la batería.

1. Cargue por completo la batería antes de usarla por primera vez. El primer ciclo de carga puede alcanzar aproximadamente el 88% del mejor rendimiento de la batería.
2. Haga funcionar el scooter en un lugar familiar y seguro. Conduzca despacio. No vaya demasiado lejos antes de familiarizarse con la operación y depurar la batería.
3. Cargue por completo la batería nuevamente. Este ciclo de carga puede lograr más del 90% del mejor rendimiento de la batería.
4. Haga funcionar el scooter de nuevo y la batería de carga se completará nuevamente.
5. La carga de la batería puede lograr el mejor rendimiento totalmente después de 4-5 ciclos de carga, y el tiempo de carga es relativamente prolongado.

#### ⑩ Usar o no el transporte público con el scooter?

Si tiene la intención de utilizar un scooter en un transporte público, consulte los requisitos especiales del transporte público de su ciudad con anticipación.

## ¿Cómo cambiar la batería?



**¡Aplicación!** El polo de la batería, el terminal de la batería y los accesorios relacionados contienen plomo y compuestos de plomo. Utilice gafas y guantes cuando manipule la batería y lávese las manos después de finalizar el tratamiento.



**Advertencia:** el tipo, las propiedades químicas y la capacidad de amperios hora (Ah) de las dos baterías deben ser exactamente las mismas. Consulte las especificaciones del producto correspondiente e inserte las instrucciones del cargador de batería para obtener más información sobre el tipo y la capacidad de la batería.



**Advertencia:** no mezcle baterías nuevas y viejas. Las dos baterías deben ser reemplazadas al mismo tiempo.



**Advertencia:** si tiene alguna pregunta sobre el scooter, consulte a sus proveedores.



**Advertencia:** la batería del scooter debe ser reemplazada exclusivamente por un proveedor autorizado o por técnicos calificados.



**¡Prohibido!** Las herramientas y otros artículos metálicos deben estar lejos del terminal de la batería. Se pueden producir descargas eléctricas cuando se tocan.



**¡Advertencia!** No intente levantar un peso más allá de su rango físico. Solicite ayuda al instalar o quitar el scooter, si es necesario.

**Advertencia:** no tire del arnés de cables directamente cuando lo desinstale del scooter. Tome el conector para no dañar el cable.

## Procedimientos de reemplazo para la caja de baterías Foto 3:

1. Retire la batería del scooter.
2. Coloque la batería en el lado opuesto con cuidado.
3. Retire los ocho tornillos de la caja de baterías.
4. Coloque la batería hacia arriba con cuidado y retire las cubiertas de la batería.
5. Desconecte el electrodo negro (-) y el electrodo rojo (+) de las baterías.
6. Retire la batería vieja.
7. Coloque la batería nueva en el paquete de baterías.
8. Conecte el electrodo rojo al terminal positivo de cada batería (+).
9. Conecte el electrodo negro al terminal negativo de cada batería (-).
10. Coloque la tapa de la batería hacia atrás, y asegúrese de que todos los cables estén dentro de la batería correctamente.
11. Descargue la batería con cuidado.
12. Vuelva a instalar y apriete todos los tornillos.

## Capítulo V

### Procedimiento de operación

#### 1. Antes de subirse al scooter:

¿La batería está completamente cargada?  
Ver la sección IV: "batería y carga".

¿La palanca sistema modo libre manual está en la posición de conducción (atrás)? No configure el modo libre manual en la posición delantera, a menos que desee empujar su propio scooter de viaje. Asegúrese de que la palanca esté en la posición desbloqueada. Ver la sexta sección; "Instalación y eliminación".

#### 2. Subirse al scooter:

① Asegúrese de quitar la llave del interruptor.



**¡Advertencia! Antes de subirse o bajarse del scooter, recuerde quitar la llave del interruptor de llave. Esto evitará que el scooter se mueva, si tocarse accidentalmente la palanca de control del acelerador se moverá.**

② Por favor, sitúese a un lado del scooter.

③ Por favor, suelte la palanca giratoria del asiento, y luego gire el asiento hasta que el asiento esté siempre orientado hacia usted.

④ Asegúrese de que el asiento esté fijo en su lugar.

⑤ Siéntese en el asiento de forma adecuada y segura.

⑥ Suelte la palanca de rotación del asiento, y luego gire el asiento hasta que mire hacia al frente.

⑦ Asegúrese de que el asiento esté en su lugar.

#### 3. El ajuste y la comprobación antes de conducir

① ¿Es la altura del asiento apropiada? Ver la tercera sección: "ajuste y comodidad".

② ¿Está el asiento colocado correctamente en su lugar?

③ ¿El manillar está en una posición confortable? Vea la tercera sección: "ajuste y comodidad".

④ ¿La llave inserta completamente en el interruptor de llave, en sentido horario, en la posición "encendido"?

⑤ ¿Funciona correctamente la bocina del scooter?

⑥ ¿Hay o no peatones, animales u otras obstrucciones en la ruta de su scooter?

⑦ ¿Planifica sus rutas de conducción para evitar el terreno adverso y pendientes?

#### 4. Funcionamiento del scooter



**¡Advertencia! Al conducir el scooter, los siguientes comportamientos pueden afectar negativamente la dirección y la estabilidad:**

① Llevar mascotas o pasearlas en su scooter con una correa para mascotas.

② Llevar pasajeros.

③ Llevar colgando objetos en el manillar.

④ Remolcar otros vehículos o ser remolcado por otros vehículos.



**¡Advertencia! Al conducir el Scooter, sus manos deben estar siempre en el manillar, y ambos pies juntos. Esta posición de conducción le ayudará a controlar mejor el scooter.**

① Ajuste la velocidad ideal con la rosca de ajuste de velocidad.

② Dele lentamente a la palanca del acelerador con el pulgar.

③ Frene suavemente para liberar el scooter y acelere suavemente su velocidad preseleccionada en el dial de control de velocidad.

④ Tire de la palanca izquierda para hacer que el Scooter se quede a la izquierda.

⑤ Tire de la palanca derecha para hacer que el Scooter se quede a la derecha.

⑥ Mueva el manillar a una ubicación intermedia,

para hacer que el scooter avance.

⑦ Si necesita detenerse, simplemente libere lentamente la palanca del acelerador. Cuando el scooter se detenga, los frenos electrónicos se activarán automáticamente.

## 5. Bajar del scooter

- ① Parar totalmente el scooter.
- ② Retire la llave del interruptor de llave.
- ③ Suelte la palanca giratoria del asiento, luego gire el asiento hasta que esté en el costado del scooter.
- ④ Asegúrese de que los asientos estén fijos en su lugar.
- ⑤ Deje el asiento con cuidado y seguridad, y póngase a un lado del Scooter.



**¡Advertencia! Recuerde quitar la llave del interruptor antes de subir o bajar del scooter. Así puede evitar que el scooter se mueva cuando tocar el gatillo acelerador.**

## Función de apagado automático

Para mantener el tiempo de la batería del scooter, diseñamos el temporizador de apagado automático de ahorro de energía para el scooter. Si dejó la llave en el interruptor de llave y la mantiene en la posición "encendida", y está casi 20 minutos sin usar el Scooter, el controlador de scooter se apagará automáticamente.

Si se inicia el temporizador de cierre automático, puede seguir estos pasos para restaurar la operación normal:

1. Desenchufe la llave del interruptor de llave.
2. Vuelva a insertar la llave para encender el scooter.

### NOTA:

- ① Se debe evitar el uso de este scooter guardado o apilado con otros equipos, ya que podría provocar un funcionamiento incorrecto.
- ② Todo dispositivo eléctrico (como la radio) debe usarse a una distancia no menor de 30 mm de cualquier parte del scooter, de lo

contrario, podría producirse una degradación del rendimiento de este dispositivo.



## Capítulo VI Instalar o Desmontar

### 1. Desmontaje

Las siguientes piezas se pueden quitar del scooter: asiento, parte trasera, cesta, caja de baterías, tapa de las baterías. Consulte la foto 12.

No necesitará herramientas en la instalación ni en el desmontaje. Realice la operación sobre una superficie seca y lisa: la longitud de 1,5 m es suficiente como espacio de trabajo. Tome nota de que algunas partes del scooter son relativamente pesadas, puede necesitar ayuda para levantarlas.

Identificador de componentes:

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1- Asiento         | 4-Cesta             |
| 2- Parte trasera   | 5- Caja de baterías |
| 3- Parte delantera | 6- Tapa baterías    |





Foto 12 Después de desmontar el scooter

 **Advertencia:** no intente levantar un peso que esté fuera de su alcance físico. Solicite ayuda mientras instala o quita el scooter, si es necesario.




Foto 13 Pomo de bloqueo

### 2. Desmontaje paso a paso

- 1 Antes de conducir, el pomo está en la dirección horizontal, luego empuje el pomo de bloqueo hacia adelante y apunte hacia la bocallave, gírela 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, se bloqueará en una posición recta hacia adelante. Vea la Foto 13. (Nota: La parte delantera las ruedas deben mirar hacia adelante).

- 2 Separar el asiento del scooter levantando el asiento. Si el asiento está bloqueado mientras lo está quitando, afloje el asiento mientras lo levanta y gire el respaldo del asiento.
- 3 Separar las baterías del scooter levantando la caja de baterías.

Identificador de componentes:

- A- Maneta "quick release"  
B- 1.Tubo soporte motor  
B- 2.Gancho chasis






Foto 14

 **Atención:** revise el modelo del producto antes de quitar el chasis, para asegurarse de que la maneta "quick release" está disponible en su scooter.

#### Instalación

(Nota: Incline la parte trasera del scooter suavemente hacia atrás antes de la instalación para que quede al mismo nivel que la rueda trasera. Foto 14(B))

- 1 Primero, use la maneta "quick release" para levantar el chasis.
- 2 Luego, coloque el soporte del motor hacia adelante, el gancho del chasis está correctamente conectado al tubo. Vea la foto 14 (A).
- 3 Gire la barra del manillar a una posición alta y apriete el botón de la barra del manillar.
- 4 Reinstale las baterías.
- 5 Reinstalar el asiento y girarlo hasta que quede fijo en el lugar correcto.
- 6 La rotación hacia la izquierda de una perilla 90 DEG desbloquearla. Ver foto 13.

 **Advertencia:** mantenga el botón de bloqueo en la posición desbloqueada después de terminar la instalación. Y el scooter se podrá usar.

## Capítulo VII Solución de problemas

Se requerirá que casi todos los scooters realicen una solución de problemas con regularidad. En términos generales, la mayoría de los problemas se pueden resolver a través del sentido común. Muchos problemas son causados por la baja carga o la batería dañada.

### 1. El diagnóstico de código de parpadeo (pitido)

El código de diagnóstico de parpadeo (pitido) del scooter se utiliza especialmente para ayudar a solucionar problemas de manera rápida y sencilla. El pitido sonará en cualquiera de las siguientes circunstancias. El método de codificación de su scooter depende del modelo del scooter.

- ① El código del pitido contiene una serie de pitidos rápidos y lentos que juntos constituyen un código de falsa alarma. El pitido suena solo una vez. Para evitar el timbre del código del pitido, quite la llave, inserte la llave en el encendido y gírela a la posición "encendido".
- ② El código del pitido puede identificar el estado actual y luego repite después de una breve pausa. El código del pitido continúa recordándole de esta manera, hasta que bloquee el scooter.

Nota: solo cuando la situación se solucione y se inicie el scooter, ¿puede el scooter continuar?

**Note: solo cuando la situación se soluciona y se inicia el scooter, ¿puede el scooter seguir adelante?**

<b>1 Bar</b> ■	La batería necesita cargarse o hay una mala conexión en la batería. Compruebe las conexiones. Si las conexiones están bien, pruebe cargando la batería.
<b>2 Bar</b> ■ ■	Hay una mala conexión en el motor. Compruebe las conexiones entre el motor y el mando.
<b>3 Bar</b> ■ ■ ■	El motor tiene un cortocircuito con la conexión de la batería. Contacte con su proveedor.
<b>4 Bar</b> ■ ■ ■ ■	La palanca modo rueda libre está activada. Por favor compruebe la posición de la palanca.
<b>5 Bar</b> ■ ■ ■ ■ ■	El motor está parado. O el mando está sobrecalentado.
<b>6 Bar</b> ■ ■ ■ ■ ■ ■	El cargador de baterías está conectado o el asiento no está colocado en posición de conducción.
<b>7 Bar</b> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Se indica el error de fallo en el acelerador. Por favor verifique que el acelerador está en la posición correcta antes de encender el scooter.
<b>8 Bar</b> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Se indica fallo en el mando. Por favor compruebe que las conexiones son correctas.
<b>9 Bar</b> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Los frenos tienen una mala conexión. Por favor compruebe las conexiones de los frenos y del motor. Verifique que las conexiones del mando son correctas.
<b>10 Bar</b> ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	El mando ha sufrido un exceso de voltaje. Esto sucede por una pobre conexión en la batería. Compruebe las conexiones de las baterías.

Nota: No.4 and No.6 no están disponibles.

### 2. El proceso de comprobación de fusibles:

- ① Extraiga el fusible de la ranura del fusible y retire el fusible.
- ② Compruebe si el fusible está fundido. Ver foto 15.
- ③ Si el fusible está fundido, inserte uno nuevo.





Foto 15 Reemplazar el fusible

 Advertencia: cuando reemplace el fusible, asegúrese de usar solo un fusible de la misma potencia, o el sistema eléctrico del scooter se dañará.

### 5. What if the travel car battery cannot be charged?

- ① Verifique el fusible en la batería.
- ② Si no se ha mostrado la luz LED del cargador, la carga se ha completado durante el proceso de carga, compruebe el fusible en la batería. Reemplace el fusible o solicite a un proveedor autorizado que inspeccione y / o reemplace el fusible si es necesario.

③ Asegúrese de que ambos extremos del cargador estén conectados correctamente.

④ Si el fusible de la batería se funde con frecuencia, contacte con un proveedor autorizado.

### 6. ¿Qué ocurre si el disyuntor principal se dispara repetidamente?

- ① Si el interruptor de circuito principal se dispara repetidamente, contacte con el proveedor autorizado.
- ② Aumentar la frecuencia de carga del scooter. Consulte la sección cuatro: "batería y carga".

- ③ Si el problema persiste, puede solicitar al proveedor autorizado que realice una prueba de carga de las baterías.
- ④ También puede hacer personalmente una prueba de carga.
- ⑤ Siga las instrucciones del comprobador de carga de la batería.
- ⑥ Consulte la sección cuatro "batería y carga" o las especificaciones del producto para garantizar el tipo de batería.

### 7. ¿Qué ocurre si el indicador de energía de la batería disminuye o si la aceleración del motor demora la respuesta cuando presiono la palanca de control del acelerador?

- ① Cargue las baterías por completo. Consulte la sección cuatro: "batería y carga".
- ② Solicite al proveedor autorizado que realice una prueba de carga de cada batería.
- ③ Haga una prueba de carga personal de la batería de acuerdo con el último problema.

Si el scooter sale mal y no puede solucionarlo, póngase inmediatamente en contacto con su proveedor autorizado para solicitar asesoramiento, mantenimiento y reparación.

## Capítulo VIII

### Mantenimiento del Scooter

Solo se necesita un pequeño mantenimiento, puede pedir ayuda a los proveedores. Las siguientes partes necesitan una inspección regular y un mantenimiento.

#### 1. Neumáticos.

Revise los neumáticos regularmente si hay daños o desgaste.

#### 2. Cambio de ruedas.

El scooter está equipado con neumáticos macizos. Si un neumático está dañado, reemplácelo por uno nuevo. Comuníquese con su proveedor autorizado para obtener más información sobre el cambio de ruedas.



**Aviso! Las ruedas del scooter han de ser reemplazadas por un técnico autorizado.**

**¡Advertencia! Asegúrese de que la llave esté fuera del interruptor de llave y que el scooter no esté en modo rueda libre antes de realizar los siguientes pasos.**

### 3. Realice los siguientes pasos sencillos para reparar el neumático macizo de forma rápida y segura:

- ① Sacar la llave del interruptor, para asegurarse que el vehículo no esté en modo rueda libre.
- ② Levante el lado que necesita ser reemplazado. Coloque una madera debajo del chasis para elevar el scooter.
- ③ Instale la tuerca en el eje. Ver foto 16.
- ④ Rueda motriz, asegúrese de que esté separada con el eje de la rueda.
- ⑤ Deslice la rueda nueva sobre el eje. Asegúrese de que el eje esté instalado en la ranura correctamente.
- ⑥ Vuelva a instalar y apriete la tuerca accionada y la arandela.

**¡Advertencia! Asegúrese de volver a instalar y apretar la tuerca y la arandela correctamente.**

- ⑦ Retire la madera debajo del scooter.

#### Identificador de componentes

- |            |                   |
|------------|-------------------|
| 1-Tuerca   | 4- llave de eje   |
| 2-Arandela | 5- ranura del eje |
| 3-Rueda    |                   |




Foto 16: componentes del eje

#### 4. Limpieza y desinfección

- ① Use un paño húmedo con un detergente suave no abrasivo y no corrosivo para limpiar el plástico y las partes metálicas. No use productos de limpieza que puedan rayar el scooter.
- ② Utilice el desinfectante aprobado si es necesario y asegúrese de que sea seguro antes de usarlo.



**Advertencia: asegúrese de seguir todas las instrucciones de seguridad cuando use desinfectantes o agentes de limpieza. O podrá tener irritación de la piel, las almohadillas del scooter podrá tener daños prematuros y decoloración del color.**

#### 5. Conexión de terminal de batería

Asegúrese de que la conexión del terminal de la batería sea fiable y no tenga corrosión.

#### 6. Cables

- ① Verifique todas las conexiones regularmente.
- ② Verificar si el aislamiento de todas las conexiones está desgastado o dañado regularmente, incluido el cable de alimentación del cargador.
- ③ Si encuentra alguna unión, conexión o aislamiento dañado, póngase en contacto con el proveedor autorizado para su reparación o reemplazo antes de volver a utilizarlo.



**Prohibido! Aunque el scooter ya ha sido probado, asegúrese de proteger las piezas eléctricas del entorno húmedo, incluso queda prohibido tocar agua o algún líquido. Compruebe si el sistema eléctrico está corroído regularmente y cambie los componentes eléctricos si es necesario.**



**¡Advertencia! No tire de los cables eléctricos directamente cuando los descargó. Cuando desconecte los cables, agarre el conector para no dañar el cable.**

#### 7. Carcasa plástico ABS

La carcasa está hecha de plástico resistente y cubierta con pintura avanzada. Puede cubrirla con cera de automóvil para mantener el brillo.

#### 8. Cojinete y motor eléctrico / conjunto de eje de velocidad variable

Los rodamientos y los conjuntos del eje motriz / motor de velocidad variable han sido lubricados y sellados. No se necesita lubricación posteriormente.

#### 9. Escobillas de motor

Las escobillas del motor están ubicado en el conjunto del eje motriz / motor de velocidad variable. Si las escobillas del motor están desgastadas deben ser revisadas regularmente por el proveedor autorizado.

#### 10. Cargador y dispositivo electrónico trasero

Estas partes no deben de estar expuestas a la humedad. Si estas partes están expuestas a objetos mojados por accidente, no use scooter hasta que se sequen por completo.

#### 11. Reemplace la tuerca de seguridad


La tuerca de bloqueo debe ser reemplazada por una nueva durante el mantenimiento, la instalación y el desmontaje. Las tuercas de seguridad no son reutilizables porque es probable que se dañen, lo que reduce la seguridad. La nueva tuerca de seguridad está disponible en los productos de hardware locales o proveedores autorizados.

## 12. Almacenamiento del producto

Si no usa scooter durante mucho tiempo, le recomendamos que:

- ① Cargue la batería por completo antes de guardar el scooter.
- ② Retire la batería.
- ③ Guarde el scooter en un lugar cálido y seco.
- ④ No guarde el scooter en ese tipo de lugar donde sea posible alcanzar temperaturas extremas.
- ⑤ La temperatura de almacenamiento recomendada: ~ -40/70 °C.

Si la batería está descargada en profundidad o no se carga con frecuencia, o se almacena a temperaturas extremas o se almacena a baja carga, la batería se dañará permanentemente, no será fiable y acortará la vida útil. Cuando se almacena durante largos períodos de tiempo el scooter, le recomendamos que cargue el scooter con regularidad para garantizar que la batería pueda mantenerse en buen estado.

 **¡Advertencia! La temperatura de la batería debe ser más alta que la temperatura del punto de congelación. No cargues batería congelada o la batería se dañará.**

Cuando se guarde el scooter durante mucho tiempo, se pueden usar algunas piezas tipo alfombra debajo del marco para proteger el scooter del suelo. Esto puede reducir la capacidad de carga del neumático y reducir la posibilidad de daños cuando los neumáticos tocan el suelo.

## 14. Eliminación del producto

Asegúrese de cumplir con las leyes y regulaciones locales y nacionales pertinentes para manejar el scooter. Consulte a la autoridad local de eliminación de desechos para obtener más información sobre el manejo adecuado de los envases, piezas de marcos de metal, piezas de plástico, dispositivos electrónicos, baterías, caucho, materiales de silicona y poliuretano.

## Capítulo IX Servicio post-venta

### 1. Garantía

(1) Las piezas siguientes: los componentes estructurales del chasis, incluyendo la horquilla delantera del marco principal, el tubo del asiento y el manillar, serán reparados o reemplazados libremente por los consumidores de easy way healthcare SL si se trata de defectos examinados por representantes autorizados en el plazo de un año desde la fecha de compra.

(2) Las siguientes partes: un eje, freno, grupo de amortiguadores, cojinetes, parte de motor eléctrico (función eléctrica solamente) y elementos eléctricos como mando eléctrico, cargador, cableado y otros módulos eléctricos serán reparados o reemplazados libremente por los consumidores de easy way healthcare SL si se trata de defectos examinados por representantes autorizados dentro de un año a partir de la fecha de compra.

### 2. Seis meses de garantía

El fabricante de la batería proporciona una garantía de seis meses para la batería.

### 3. Sin garantía.

Esta garantía no incluye estas piezas de repuesto necesarias debido al desgaste normal: cubierta de plástico ABS, ruedas, almohadillas, escobillas de motor eléctrico, relleno, tapizados, pastillas de freno, neumáticos, neumático interno y tubo de fusible / electrones.

### 4. Situación no controlada

Los componentes reparados y reacondicionados sin la aprobación ni autorización de easy way healthcare SL no están cubiertos por la garantía.

### 5. Otras situaciones sin garantía

Contaminación, accidente, negligencia, desbordamiento o fuga de la batería y uso indebido, almacenamiento inadecuado.



**¡Aviso! El aumento del grado de ruido operacional del eje no está incluido en la garantía ya que se debe a la sobrecarga del scooter.**



**¡Aviso! La descarga a largo plazo, que se realiza en un ambiente frío durante mucho tiempo y el uso de cargas pesadas están fuera del rango de garantía.**

8. easy way healthcare SL tiene derecho a decidir sobre el mantenimiento o la sustitución de piezas de acuerdo con las condiciones específicas de los componentes defectuosos.

### **9. Servicios de pago y garantía**

El servicio de garantía debe ser provisto por el proveedor autorizado de easy way healthcare SL. No envíe partes defectuosas a easy way healthcare SL, ya que solamente podrá enviarlo a su proveedor. Cualquier envío o daños que se produjeron en el camino de regreso a easy way healthcare SL sin previo aviso, será asumida por los consumidores.

Easy Way Healthcare SL garantiza sus productos contra cualquier defecto de fabricación o de materiales por un período de dos años, según lo estipulado en el artículo 9 de la Ley de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo (Ley 23/2003, de 10 de julio). No obstante, y en base a la misma Ley, se presumirá que todos los defectos que se manifiesten dentro de los seis primeros meses se deban a errores de fabricación. Transcurrido este tiempo, será el cliente quien tenga que demostrar que se trata de un error de fabricación y no de uso.

Nuestra garantía no incluye las averías producidas por el uso normal de cualquiera de nuestros productos; por uso o instalación incorrecta por personal no autorizado; por el uso de recambios no originales o por manipulación de terceras personas; o por causas atmosféricas, catástrofes, golpes o caídas.

Para cualquier reclamación durante el periodo de garantía, es necesario acompañar el producto con albarán de devolución que indique el motivo de la misma y copia de la factura de la compra, en su proveedor habitual.