

Standy

Resultado de una consolidada experiencia, una constante investigación sobre los materiales y la optimización de la postura. Atención completa dedicada al estudio de la forma y los colores como componentes interactivos con el proyecto de uso.



Standy 4 Grande

7-Plataforma de chapa de aluminio lagrimada antideslizante.

8-Sujeciones para talones de anchura y profundidad regulables.

9-Mesa con escotadura de altura y profundidad regulable y desmontable.

1-Cerradura de seguridad en el soporte posterior.

2-Soporte pectoral acolchado.

3-Mesa de altura y profundidad regulables con protecciones laterales.

4-Chasis de altura regulable, pintado con pinturas en polvo de poliéster y de epoxipoliéster no tóxicas.

5-Soporte de rodillas acolchados de anchura, profundidad y altura regulables.

6-Ruedas para el desplazamiento del dispositivo, de una habitación a otra inclinándolo y sin presencia del usuario.



Standy 3 Medio

accesorios




Accesorio Ref.: 857
Empuje lateral para pelvis



Accesorio Ref.: 865
Cabezal



Accesorio Ref.: 861
Juego de 4 ruedas con freno



Accesorio Ref.: 902
 Sujeta-pies anterior con correas

características



Posicionamiento de la mesa



Posicionamiento de las rodillas y pies



Posicionamiento de pies



Standy 3 para niños de 8 a 14 años. Cierre del soporte posterior.



Posicionamiento de los brazos




Quitar el manillar con la llave correspondiente





Cierre del soporte posterior


STANDY Version 1.0 - 2017/6



Standy 3 Medio - Peso 28,9 kg - Carga máx. 90 kg



Standy 4 Grande - Peso 38 kg - Carga máx. 120 kg



Distribuidor autorizado

AyudasDinámicas

Importador exclusivo:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L. Llobregat 12
08130 Santa Perpètua - Tel. 935 74 74 74
www.ayudasdinamicas.com - Barcelona (España)



ISO 13485 Sistema de gestión de la calidad aplicable a dispositivos médicos