

# Invacare® | **Familia Medley® Ergo**

NUEVO



Cumple con el nuevo estándar de seguridad IEC 60601-2-52

## **Medley Ergo : ergonómica y funcional!**

La familia **Medley Ergo** de Invacare es la combinación perfecta entre economía, funcionalidad y calidad. Las nuevas medidas de los planos de la familia **Etude Medley Ergo** incrementan la comodidad de usuarios de todas las alturas cuando la articulan. Además disponible como opción las posiciones Trendelenburg y Antitrendelenburg para las patologías que así lo requieran. La familia **Medley Ergo** la componen la **Medley Ergo**, **Medley Ergo Select** y **Medley Ergo Low**, adecuadas para todos los ambientes, por sus formas estilizadas, color de la madera y toda su estructura en conjunto.



**Yes, you can.®**



### Reducción de fricciones

Las diferentes secciones del somier se han diseñado considerando estadísticas antropométricas y recomendaciones de mapas de presiones, dando como resultado:

- Mayor comodidad para el usuario al articular la cama
- Reducción de fricciones
- Minimización de deslizamientos hacia delante
- Posicionamiento óptimo para usuarios pequeños o inestables.

### Más trabajo hecho en menos tiempo

La familia **Medley Ergo** ha sido especialmente diseñada para trabajar en ambientes transitorios de residencias y centros médicos. Es muy fácil de montar y desmontar, lo que facilita su movimiento y reinstalación en diferentes lugares. No requiere herramientas especiales, ahorrando tiempo, dinero y esfuerzo.

### La altura ya no es un problema

El diseño flexible de la familia **Medley Ergo** permite montar el somier en cualquiera de las dos alturas disponibles en las fijaciones del cabecero/picero, picero. Los dos rangos de altura que se generan facilitan los cuidados diarios y las transferencias del paciente. Esto

se logra por un único sistema de acoplamiento en el cabecero y picero, que permite que el somier sea montado en estas dos posiciones. Todas las barandillas cumplen con el nuevo estándar: IEC 60601-2-52.

## Características



#### Dimensiones óptimas del somier

Nuevos largos de las secciones considerando las recomendaciones expertas de medidas antropométricas y de mapas de presiones para reducir fricciones e incrementar la comodidad de los usuarios.



#### Posibilidad de dos alturas

Rangos de altura por el montaje en los cabeceros y piceros :  
**Medley Ergo & Select** : 33-73cm o 40-80cm  
**Medley Ergo Low** : 22-62 cm o 29-69cm.



#### Mando

Mando con bloqueo de funciones individuales. Diferente para las opciones con Tren y Antitren-delenburg.

## Versiones de Medley Ergo



### Medley Ergo

La nueva cama **Medley Ergo** es la combinación perfecta entre funcionalidad, precio y calidad.

- Cuatro planos ergonómicos de metal
- Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto plano con cremallera
- Mando con bloqueo individual de funciones.
- Dos opciones de funcionamiento : con o sin trendelenburg.
- Dos configuraciones disponibles de **Medley Ergo** que incluyen : cabecero/piecero, somier, incorporador y se diferencian por sus **barandillas de madera o barandillas de metal**.



### Medley Ergo Select

Es la versión de cama más atractiva y domiciliaria de la familia.

- Cuatro planos ergonómicos de metal o madera
- Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto plano con cremallera
- Mando con bloqueo individual de funciones.
- Dos opciones de funcionamiento : con o sin trendelenburg.
- Dos versiones completas de **Medley Ergo Select** que incluyen : cabecero/piecero con **embellecedor de madera color haya**, incorporador, barandillas de madera y se diferencia por tener las opciones de **somier de madera o metal**.



### Medley Ergo Low

La posibilidad de posicionar la cama a un nivel **extra bajo** incrementa la seguridad de los usuarios.

- Cuatro planos ergonómicos de metal
- Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto plano con cremallera.
- Rango de elevación **21 - 61cm y 28 - 68 cm**.
- Mando con bloqueo individual de funciones.
- Dos opciones de funcionamiento : con o sin trendelenburg.
- Dos configuraciones disponibles de **Medley Ergo Low** que incluyen : cabecero/piecero, somier, incorporador y se diferencian por sus **barandillas de madera o barandillas de metal**.

## Opciones



### Incorporador

El triángulo incorporador puede ser ajustado en altura y profundidad. Se incluye en todas las versiones.



### Extensión de Somier

Kit de extensión de somier en 15cm. Se deben considerar las barandillas extendidas o la utilización de las Verso II.



### Cobertura de Madera

Se puede colocar como accesorio para las **Medley Ergo** y **Medley Ergo Low** la cobertura de madera de la Select.



### Láminas del somier

En la **Medley Ergo Select** se puede elegir entre versiones con láminas de madera o metal.

## Características y opciones



### Fácil de utilizar

Barandillas de largo completo en madera. Se montan sin herramientas y están disponibles en versión extendida. Con asa para sujetarlas.



### Fácil de utilizar

Barandillas de largo completo en metal. Se montan sin herramientas, doble anclaje.



### Barandilla Verso II

Como opción se puede colocar la nueva versión de esta barandilla plegable (3/4 de largo).



### Extensión altura de barandilla

Incrementa la altura de la barandilla de largo completo en 150mm para mayor seguridad o por la utilización de un colchón alto.

## Datos técnicos



### Medley Ergo

Ancho total :  
1020 mm  
Ancho de somier :  
900 mm



Largo externo :  
2240 mm  
Largo interior :  
2080 mm



Ajustes de altura <sup>1/</sup>:  
400 - 800 mm/  
330 - 730 mm



Dimensiones del  
somier :  
800-230-  
300-670 mm



0 - 70°  
Angulo del  
respaldo



0 - 24°  
Angulo de las  
piernas

### Medley Ergo Low

Ancho total :  
1020 mm  
Ancho de somier :  
900 mm

Largo externo :  
2240 mm  
Largo interior :  
1080 mm

Ajustes de altura <sup>1/</sup>:  
280 - 680 mm/  
210 - 610 mm

Dimensiones del  
somier :  
800-230-  
300-670 mm

0 - 70°  
Angulo del  
respaldo

0 - 24°  
Angulo de las  
piernas



### Medley Ergo

11°  
Angulo de inclinación  
(Trendelenburg) <sup>2/</sup>



64 kg



SWL 180 kg  
Peso máx. usuario  
145 kg



Parte más  
pesada :  
17 kg

### Medley Ergo Low

11°  
Angulo de inclinación  
(Trendelenburg) <sup>2/</sup>

64 kg

SWL 180 kg  
Peso máx. usuario  
145 kg

Parte más  
pesada :  
17 kg

<sup>1/</sup> Con láminas de metal

<sup>2/</sup> La función de trendelenburg deberá ser utilizada bajo prescripción y vigilancia médica.

**Nota/** La cama no debe ser utilizada por pacientes menores de 12 años o en pacientes corporalmente equivalentes a niños de 12 años o menos.

## Colores de la cama y madera



Gris claro



Haya