

AQUATEC®

Ocean Ergo

GAMA DE ACCESORIOS



Yes, you can.®

Accesorios

Asiento y respaldo ▼



Cojín confort con diseño ergonómico

- ▶ Con corte en forma de llave.



Tapa confort

- ▶ Se puede usar con o sin el cojín de asiento cuando no se requiere la función de inodoro.



Cojín confort pequeño con diseño ergonómico

- ▶ Con abertura pequeña y ovalada para personas de talla pequeña.



Tapa confort pequeña

- ▶ Para usarla con el cojín de asiento confortable pequeño cuando no sea necesaria la función de inodoro.



Cojín extra suave con diseño ergonómico

- ▶ Extra suave, con superficie texturizada para conseguir estabilidad pélvica.



Asiento multi-posición suave

- ▶ La abertura higiene puede colocarse en las 4 direcciones.



Asiento confort universal

- ▶ Cojín cerrado muy cómodo, compatible con toda la familia Ocean Ergo.



Respaldo XL

- ▶ Respaldo 80 mm más ancho. Compatible con las Ocean Ergo estándar.



Respaldo rígido

- ▶ Facilita una posición erguida más estable y es fácil de limpiar.



Reposabrazos anchos XL

- ▶ Incrementa el ancho de los reposabrazos en 40 mm a cada lado.



Cojín de respaldo suave

- ▶ Para mayor estabilidad y confort. Este cojín también beneficia a usuarios de talla pequeña.



Respaldo confort ▲

- ▶ Para mayor confort, se limpia fácilmente.

Posicionamiento ▼



Soportes laterales

- ▶ Para un posicionamiento seguro. Ajustable en profundidad y altura - también para usuarios de talla pequeña.



Soporte de reposacabezas multi-ajustable

- ▶ Seguro y confortable con diferentes posiciones de ajuste (*acolchado no incluido*).



Almohadilla de reposacabezas o soporte de cuello

- ▶ Con forma ergonómica y suave, para mejor posicionamiento. (Fotografía de soporte de cuello)



Soporte de pantorrilla con reposapiés

- ▶ Acolchado, ajustable en ángulo y altura con reposapiés adicional.



Soporte de pantorrilla y amputado

- ▶ Acolchado, ajustable en altura y ángulo. Se puede usar con el asiento estándar y con los cojines confort y confort pequeño.



Ruedas 24"

- ▶ Kit de ruedas de 24" con freno y fijación permanente para utilizar la silla con ruedas pequeñas o ruedas grandes.

Seguridad ▼



Barra de seguridad

- ▶ Para mayor seguridad y tranquilidad.



Cinturones de sujeción

- ▶ Para garantizar mayor seguridad. Ajustables individualmente y fáciles de montar. Se pueden lavar a máquina.



Dispositivo de bloqueo del reposabrazos

- ▶ Bloquea el reposabrazos.



Antivuelcos delanteros y traseros

- ▶ Para mayor seguridad.

Función inodora ▼



Protector higiénico

- ▶ Se puede adaptar fácilmente al asiento estándar y a los cojines confort y confort pequeño.



Cubeta con tapa

- ▶ Su maneta ergonómica permite al cuidador quitar la cubeta del soporte fácilmente
- ▶ Marcas de medida dentro de la cubeta
- ▶ Sujeción de la tapa para cuando no hay que usarla.

Ajustes

Todos los modelos de Ocean Ergo se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario.

Reposabrazos

- ▶ Ergonómicos y abatibles que se pueden ajustar a diferentes alturas.

Reposapiés

- ▶ Ajustables en altura, abatibles y extraíbles.
- ▶ Sin necesidad de herramientas.

Altura de asiento

- ▶ La altura asiento - suelo se puede ajustar de 475 mm a 600 mm.
- ▶ Sin necesidad de herramientas.

Reposapiés

- ▶ Reposapiés ajustables en ángulo, abatibles y con textura, incluye taloneras.
- ▶ Sin necesidad de herramientas.



Presentación

La familia Ocean Ergo puede adaptarse a las necesidades individuales de cada usuario, haciendo unos simples ajustes o añadiendo algunos accesorios muy fáciles de instalar y listos para usar al momento.

Conoce la Familia Ocean Ergo...



Ocean 24'' Ergo XL ▲

La versión XL del modelo base autopropulsable, que soporta un peso máximo de usuario de 180 kg

Ocean Ergo XL ▲

La versión XL del modelo base, que soporta un peso máximo de usuario de 180 kg

Ocean VIP Ergo ▲

Diseñada para personas que requieren más asistencia y control postural mientras están sentadas

Ocean Ergo ▲

El modelo base propulsado por el cuidador

Ocean Dual VIP Ergo ▲

Diseñada para personas con necesidades de posicionamiento más complejas

Ocean 24'' Ergo ▲

El modelo base versión autopropulsable

Compatibilidad

- ✓ - Compatible
- X - No compatible
- - Incluido

La mayoría de accesorios son compatibles con todos los modelos de Ocean Ergo.

	Código	Ocean Ergo	Ocean 24" Ergo	Ocean Ergo XL	Ocean 24" Ergo XL	Ocean VIP Ergo	Ocean Dual VIP Ergo
Cojín confort con diseño ergonómico	AP1603142	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa confort	AP1603143	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cojín confort pequeño con diseño ergonómico	AP1603145	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa confort pequeña	AP1603152	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Protector higiénico	AP1603155	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asiento confort universal	AP1603154	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cojín de asiento extra suave	1531259	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Asiento multi-posición suave	1544469	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barra de seguridad	10167-10	✓	✓	X	X	✓	✓
Barra de seguridad XL	1470078	X	X	✓	✓	X	X
Cinturón pectoral	1470081	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturón pélvico	1470082	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo de bloqueo para los reposabrazos	1470077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Respaldo XL	AP1604015	✓	✓	-	-	X	X
Respaldo rígido	1575299	✓	✓	X	X	✓	✓
Cojín de respaldo suave	1558769	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reposabrazos anchos XL	1470086	✓	✓	X	X	✓	✓
Kit de 2 ruedas de 24", con porta ejes y frenos	16379	✓	-	X	-	X	X
Soporte de pantorrilla y amputado derecho	1556893	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de pantorrilla y amputado izquierdo	1556894	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de pantorrillas con reposapiés derecho	1546439	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de pantorrillas con reposapiés izquierdo	1546705	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte lateral (unidad)	1535077	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de reposacabezas multi-ajustable (no incluye reposacabezas)	1531613	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reposacabezas ergonómico	1531465	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de cuello ergonómico	1531608	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cubeta con tapa	10230	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soporte de cubeta	AP1602078	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Antivuelcos delanteros y traseros	AP1603992	X	X	X	X	✓	✓
Antivuelcos delanteros para Ocean Ergo	AP1601986	✓	✓	✓	✓	X	X
Respaldo confort suave para Ocean VIP Ergo	AP1603606	X	X	X	X	✓	✓
Respaldo confort suave para Ocean Ergo	AP1604136	✓	✓	X	X	X	X
Respaldo confort suave para Ocean Ergo XL	AP1604016	X	X	✓	✓	X	X

Tel. (34) 972 49 32 00
 Fax: (34) 972 49 32 20
 E-Mail: contactsp@invacare.com
www.invacare.es

Invacare S.A.
 C/ Areny s/n
 Polígono Industrial de Celrà
 17460 CELRÀ (Girona) - España



Yes, you can.®