

Navix S.U.

Sillas de ruedas electrónicas



La Navix S.U. con prestaciones basadas en la Navix es una silla de ruedas electrónica de bipedestación.



Cincha de seguridad en el pecho

Reposapiés monoblock

Reposabrazos con memoria para mantener la posición exacta



Soporte de rodillas articulado

Ruedas antivuelco



2x12V-50Ah 2x220W 6 km/h 32km 9° 50 1250

Amplia gama de accesorios y opciones.



670

450

min. 242 & max. 350

470

450
500

610

1090

122

130

Sizes in mm, weight in kg. Deviations in sizes and weight (15 mm, 1,5 kg and 1,5°) are possible.

