




# Little Gem

¡Me gustas, pequeña!



# STERLING

INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE



**¡Me gustas, pequeña!**

**Se desmonta muy fácilmente para ir cont**

**¡Muévete con total libertad!**

Sus compactas dimensiones (solo 50cm de ancho) y su pequeño radio de giro te permitirán moverte con comodidad tanto en interiores como en exteriores.

**Sorprendentemente ligera**

Una vez desmontado el asiento y retiradas las baterías, la estructura se separa en dos partes de peso reducido, de forma que la parte más pesada queda en tan solo 11 Kg.



11 kg

10 kg

El manillar, de posición ajustable, es sencillo para facilitar su manejo



# STERLING



Little Gem

igo a todas partes



Sus reducidas dimensiones junto con su innovador sistema de desmontaje, hacen que la Little Gem pueda llevarse cómodamente en el maletero del coche.



**¡Solo tirar ...y ya está!**



**Tren trasero desmontable en segundos**

Con solo tirar de la palanca, el tren trasero se separa del resto de la estructura, dividiéndose así el peso en dos partes muy manejables.

**¡Gana en independencia con la Sterling Little Gem!**

# STERLING



## Little Gem

¡Me gustas, pequeña!



Manillar ajustable



Asiento giratorio



Baterías fáciles de  
desmontar



Fácil de cargar  
y transportar

### Especificaciones Técnicas de Little Gem

|                              | Little Gem 3        | Little Gem 4        |
|------------------------------|---------------------|---------------------|
| Longitud total               | 93 cm               | 99 cm               |
| Anchura total                | 50 cm               | 50 cm               |
| Peso max usuario             | 113 kg              | 113 kg              |
| Capacidad ascensión          | 9°                  | 9°                  |
| Autonomía                    | 18 km               | 18 km               |
| Velocidad                    | 6 km/h              | 6 km/h              |
| Radio de giro                | 76 cm               | 111 cm              |
| Peso total                   | 39 kg. con baterías | 42 kg. con baterías |
| Peso de la parte más pesada  | 11 kg               | 13 kg               |
| Baterías                     | 12 Amph             | 12 Amph             |
| Altura asiento ajustable     | 30 cm-42 cm         | 30 cm-42 cm         |
| Ruedas delanteras (diámetro) | 190 mm              | 175 mm              |
| Ruedas traseras (diámetro)   | 190 mm              | 190 mm              |

Autonomía calculada en pruebas de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

**STLPS**  
Sunrise Training and Education Programmes

KNOWLEDGE FOR THE FUTURE

**SUNRISE  
MEDICAL**

Sunrise Medical S.L.  
Polígono Bakiola 41  
48498 Arrankudiaga Vizcaya  
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34  
Fax: +34 (0) 946 48 15 75  
[www.sunrisemedical.com](http://www.sunrisemedical.com)



**INNOVATE.  
BUILD FOR THE FUTURE**